



バスキュラーアクセス関連製品

Lineup

Lanspear®

PTAカテーテル



Lanspear PTA カテーテル 4F

承認番号: 22600BZX00159000
販売名: Lanspear PTAカテーテル
製造販売元: 株式会社東海メディカルプロダクツ




Lanspear Viento PTA カテーテル 5F

承認番号: 23000BZX00098000
販売名: Lanspear Viento PTAカテーテル
製造販売元: 株式会社東海メディカルプロダクツ


- テーパー型の先端チップを採用しています。
- バルーンのX線不透過マーカは視認性向上を目的に、バルーン後端側のマーカ幅を変えています。(Lanspear)
- バルーン径4mm・5mm・6mm、バルーン長40mmをご用意しています。
- シャフトに深度マーカをつけました。(Lanspear バルーン先端から100mm、150mm、200mm)
- 最大耐圧22気圧になりました。(Viento)

MLバルーンカテーテル

タイプ ルミショーター®



ML バルーンカテーテル タイプ ルミショーター 5F




ML バルーンカテーテル タイプ ルミショーター 4F

承認番号: 22600BZX00253000
販売名: MLバルーンカテーテル
製造販売元: 株式会社メディカルリーダーズ

- 必要最小限の術野で手技が可能になるように設計されたコンパクトサイズです。
- 適合ワイヤは0.035インチ(タイプ ルミショーター4Fは0.025インチ)と幅広く、お手持ちのガイドワイヤと自由に組み合わせてお使いいただけます。
- バルーン長は、当社従来品の間中サイズである30mmを採用しました。
- バルーン部には、長年に渡り実績のある進展性が少ないノンコンプライアント素材を採用しております。
- 手技中の視認性向上の為、3マーカを採用しました。

ルミファII PTAバルーンカテーテル

(ルミファブリッツやわらか®/ルミファエリート/ルミファエリートやわらか®)



- ルミファエリート/ルミファエリートやわらかはバルーン径7mmまで4Fr、ルミファブリッツやわらかはバルーン径8mmまで5Frのシースサイズに適合しています。
- 全ての品種においてバルーン径4mm、5mmが20atmの高耐圧型です。
- ルミファエリート/ルミファエリートやわらかは先端チップの材質と形状を一新し、ガイドワイヤとカテーテル内腔との隙間を少なくしました。
- 全てのバルーンにノンコンプライアント素材を採用し拡張時のバルーン伸展を抑えます。
- ルミファエリートやわらか/ルミファブリッツやわらかはインナーシャフトに独自の柔軟素材を採用しました。
- 全てのバルーンにリフォールディングツールが付いています。

承認番号: 21400BZY00230000
販売名: ルミファII PTA バルーン カテーテル
製造販売元: 株式会社メディカルリーダーズ


ハナコ・エクセレントワイヤー タイプ アプローチワイヤー

一般型 (0.035インチ)

- 先端形状ストレートとアングルの2種で、芯線には形状記憶合金を使用、表面は親水性コーティングを施しています (有効長1000mm/1500mm)。

微細血管用 (0.018インチ)


- 先端形状20°、ダブルアングル、S型の3種類。有効長は1000mm/1500mmの2種類で、いずれも親水性コーティングが施され、芯線には形状記憶合金を使用しています。



承認番号: 20300BZZ01107000
販売名: ハナコ・エクセレントワイヤー
製造販売元: ハナコメディカル株式会社

ハナコ・EXイントロデューサーセット タイプ アプローチシース

- シャントPTAを考えた有効長30mmタイプのシースです。品揃えは4Fr・5Fr・6Frの3種類です。
- 全長600mmのガイドワイヤーを採用しています。



承認番号：20400BZZ00321000
販売名：ハナコ・EXイントロデューサーセット
製造販売元：ハナコメディカル株式会社

ハナコ・エクセレントENカテーテル タイプ アプローチカテーテル

- シャント血管の形状を考えた独自のサイジング（有効長300mm）と豊富な先端形状を揃えています。また、4Frシース対応で0.038インチのガイドワイヤーまで使える設計です。
- カテーテル先端には柔軟な素材を採用しています。



承認番号：20100BZZ01855000
販売名：ハナコ・エクセレントENカテーテル
製造販売元：ハナコメディカル株式会社

インフレーションデバイス QL

- 25atmまでの測定が可能です。クイックラッチング機能を搭載しています。



製造販売届出番号：13B1X00015000010
販売名：インフレーションデバイス QL
製造販売元：東レ・メディカル株式会社

規格表

Lanspear PTA カテーテル

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
LP4040040	4mm	40mm	400mm	13atm	18atm	4Fr	0.018インチ	4562382431736
LP5040040	5mm	40mm	400mm	13atm	18atm	4Fr	0.018インチ	4562382431743
LP6040040	6mm	40mm	400mm	13atm	18atm	4Fr	0.018インチ	4562382431750
LP4040075	4mm	40mm	750mm	13atm	18atm	4Fr	0.018インチ	4562382431767
LP5040075	5mm	40mm	750mm	13atm	18atm	4Fr	0.018インチ	4562382431774
LP6040075	6mm	40mm	750mm	13atm	18atm	4Fr	0.018インチ	4562382431781

※Lanspearは、(株) 東海メディカルプロダクツの登録商標です。

承認番号：22600BZX00159000

販売名：Lanspear PTAカテーテル

製造販売元：株式会社東海メディカルプロダクツ

Lanspear Viento PTA カテーテル

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
LV4040040	4mm	40mm	400mm	13atm	22atm	5Fr	0.035インチ	4562382436205
LV5040040	5mm	40mm	400mm	13atm	22atm	5Fr	0.035インチ	4562382436229
LV6040040	6mm	40mm	400mm	13atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4562382436243

※Lanspearは、(株) 東海メディカルプロダクツの登録商標です。

承認番号：23000BZX00098000

販売名：Lanspear Viento PTAカテーテル

製造販売元：株式会社東海メディカルプロダクツ

ML バルーンカテーテル タイプ ルミショーター 5F

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
ECO4030020	4mm	30mm	200mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4571375139245
ECO5030020	5mm	30mm	200mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4571375139252
ECO6030020	6mm	30mm	200mm	8atm	16atm	5Fr	0.035インチ	4571375139269

ML バルーンカテーテル タイプ ルミショーター 4F

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
LUNA4030020	4mm	30mm	200mm	8atm	20atm	4Fr	0.025インチ	4571375139214
LUNA5030020	5mm	30mm	200mm	8atm	20atm	4Fr	0.025インチ	4571375139221
LUNA6030020	6mm	30mm	200mm	8atm	16atm	4Fr	0.025インチ	4571375139238

※ルミショーター／LUMESHORTERは、東レ・メディカル (株) の登録商標です。

承認番号：22600BZX00253000

販売名：MLバルーンカテーテル

製造販売元：株式会社メディカルリダーズ

ルミファII PTA バルーンカテーテル タイプ ルミファブリッツやわらか

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
NB4020040S	4mm	20mm	400mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4580107990061
NB4040040S	4mm	40mm	400mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4580107990078
NB5020040S	5mm	20mm	400mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4580107990085
NB5040040S	5mm	40mm	400mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4580107990092
NB6020040S	6mm	20mm	400mm	8atm	16atm	5Fr	0.035インチ	4580107990108
NB6040040S	6mm	40mm	400mm	8atm	16atm	5Fr	0.035インチ	4580107990115
NB7040040S	7mm	40mm	400mm	8atm	14atm	5Fr	0.035インチ	4580107990139
NB5040075S	5mm	40mm	750mm	8atm	20atm	5Fr	0.035インチ	4580107990252
NB6040075S	6mm	40mm	750mm	8atm	16atm	5Fr	0.035インチ	4580107990276
NB7040075S	7mm	40mm	750mm	8atm	14atm	5Fr	0.035インチ	4580107990290
NB8040075S	8mm	40mm	750mm	8atm	12atm	5Fr	0.035インチ	4580107990313
NB1040075S	10mm	40mm	750mm	8atm	12atm	6Fr	0.035インチ	4580107990351

ルミファII PTA バルーンカテーテル タイプ ルミファエリート

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
MF5040040S	5mm	40mm	400mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990412
MF6040040S	6mm	40mm	400mm	8atm	16atm	4Fr	0.018インチ	4580107990436
MF5040075S	5mm	40mm	750mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990511
MF6040075S	6mm	40mm	750mm	8atm	16atm	4Fr	0.018インチ	4580107990535
MF7040075S	7mm	40mm	750mm	8atm	14atm	4Fr	0.018インチ	4580107990559

ルミファII PTA バルーンカテーテル タイプ ルミファエリートやわらか

カタログ番号	拡張時のバルーン径	バルーン有効長	カテーテル有効長	NP	RBP	適合シース	適合ワイヤー	JAN コード
EY4020040S	4mm	20mm	400mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990580
EY4040040S	4mm	40mm	400mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990597
EY5020040S	5mm	20mm	400mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990603
EY5040040S	5mm	40mm	400mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990610
EY6020040S	6mm	20mm	400mm	8atm	16atm	4Fr	0.018インチ	4580107990627
EY6040040S	6mm	40mm	400mm	8atm	16atm	4Fr	0.018インチ	4580107990634
EY7040040S	7mm	40mm	400mm	8atm	14atm	4Fr	0.018インチ	4580107990658
EY5040075S	5mm	40mm	750mm	8atm	20atm	4Fr	0.018インチ	4580107990719

※LUMIEFA ELLITE／ルミファエリートやわらか／ルミファブリッツやわらかは東レ・メディカル (株) の登録商標です。

承認番号：21400BZY00230000

販売名：ルミファII PTA バルーン カテーテル

製造販売元：株式会社メディカルリダーズ

規格表

ハナコ・エクセレントワイヤー タイプ アプローチワイヤー

カタログ番号	先端形状	サイズ		JAN コード
		外径	有効長	
18 アプローチワイヤ				
HW1810A20	アングル 20°	0.018インチ	1000mm	4543043096792
HW1815A20	アングル 20°	0.018インチ	1500mm	4543043096808
HW1810WA90	ダブルアングル 90°	0.018インチ	1000mm	4543043105043
HW1815WA90	ダブルアングル 90°	0.018インチ	1500mm	4543043105081
HW1815SC	S カーブ	0.018インチ	1500mm	4543043105104
HW1806A20	アングル 20°	0.018インチ	600mm	4543043110283
35 アプローチワイヤ				
HW3510A	アングル 45°	0.035インチ	1000mm	4543043103674
HW3515A	アングル 45°	0.035インチ	1500mm	4543043103681
HW3510S	ストレート	0.035インチ	1000mm	4543043106552
HW3515S	ストレート	0.035インチ	1500mm	4543043106569
HW3506A	アングル 45°	0.035インチ	600mm	4543043110276

承認番号: 20300BZZ01107000
販売名: ハナコ・エクセレントワイヤー
製造販売元: ハナコメディカル株式会社

ハナコ・エクセレント EN カテーテル タイプ アプローチカテーテル

カタログ番号	先端形状	適合シース	カテーテル有効長	JAN コード
HC4230PTA1	I (STR)	4Fr	300mm	4543043085277
HC4230PTA2	II (MP)	4Fr	300mm	4543043085284
HC4230PTA3	III (MJR)	4Fr	300mm	4543043085291

承認番号: 20100BZZ01855000
販売名: ハナコ・エクセレントENカテーテル
製造販売元: ハナコメディカル株式会社

ハナコ・EX イントロデューサーセット タイプ アプローチシース

カタログ番号	タイプ名	カテーテル適合サイズ	シース長	JAN コード
HS4030A25L	アプローチシース	4Fr	30mm	4543043110368
HS5030A25L	アプローチシース	5Fr	30mm	4543043110375
HS6030A25L	アプローチシース	6Fr	30mm	4543043110382

承認番号: 20400BZZ00321000
販売名: ハナコ・EX イントロデューサーセット
製造販売元: ハナコメディカル株式会社

インフレーションデバイス QL

カタログ番号	商品名	圧表示	JAN コード
QL2025T	インフレーションデバイス QL	25atm	4987356402015

届出番号: 13B1X00015000010
販売名: インフレーションデバイス QL
製造販売元: 東レ・メディカル株式会社

販売元及び連絡先

東レ・メディカル株式会社

東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル5F TEL: (03) 5835-2751
大阪支店 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15 ヨドコウ第2ビル8F TEL: (06) 6253-7001

札幌 TEL: (011) 251-2233 仙台 TEL: (022) 772-5772 大宮 TEL: (048) 262-6565
横浜 TEL: (045) 471-3711 名古屋 TEL: (0568) 21-5200 広島 TEL: (082) 876-1280
高松 TEL: (0878) 81-7247 福岡 TEL: (092) 477-3012