

販売名：マイクロカテーテル 1
医療機器承認番号：22000BZX01363000
販売名：コネクタアタッチメント HL1
届出番号：28B1X00004000019

Estream[®]

マイクロ カテーテル 1 2.0 IGTタイプ

東レ・メディカル株式会社

高い末梢 到達性を実現

Estream[®]
マイクロ カテーテル 2.0 IGTタイプ

【カテーテル特長】


- ガイドワイヤー追従性を向上
- 親水性コーティングの耐久性を向上



IGTタイプ・先端形状

コネクタアタッチメント HL1

【エストリーム[®] 2.0 フロー試験結果】



- イオバミドール 300、105cm
- ▲ イオバミドール 300、130cm
- イオバミドール 370、105cm
- ▲ イオバミドール 300、150cm
- ▲ イオバミドール 370、130cm
- イオバミドール 370、150cm

※社内試験
インジェクター：マークV プロビス (日本メドラッド製)
造影剤：イオバミドール 300、370 (37℃)
造影剤注入圧：600、800、1000psi
設定流量：5mL/sec (20mL)

【規格・仕様】

カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 先端 / 手元	有効長	適合GW径	適合親カテーテル 内径	JANコード
EST105S2-IGT-CA	IGT タイプ	0.68/0.97mm (2.0/2.9Fr)	105cm	0.46mm (0.018inch)	0.97mm (0.042inch)	4560249951427
EST130S2-IGT-CA			130cm			4560249951236

※販売名「コネクタアタッチメント HL1」は単品での販売を行っておりません。

	カタログ番号	先端形状
【販売名】 マイクロ カテーテル1	EST105S2-IGT	IGT タイプ
	EST130S2-IGT	
販売名：マイクロカテーテル 1 医療機器承認番号：22000BZX01363000		
+		
	カタログ番号	
【販売名】 コネクタ アタッチメント HL1	CA	
販売名：コネクタアタッチメント HL1 届出番号：28B1X00004000019		

*予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

販売元
東レ・メディカル株式会社

札幌 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)
仙台 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3
東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)
名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173
大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)
広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)
福岡 〒838-0138 福岡県小郡市寺福童30-1

TEL(011)251-2233
TEL(022)772-5773
TEL(03)5835-2761
TEL(0568)21-5600
TEL(06)6253-7008
TEL(082)544-2761
TEL(0942)73-3900

代理店

製造販売業者
株式会社ハイレックスコーポレーション
〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28